



Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori RAL originale.
For a precise reproduction, we suggest you to make reference to an original copy of RAL color chart.
Para una reproducción exacta de colores, es aconsejable consultar una tabla de colores RAL original.

Colorazioni disponibili
Colors available
Colores disponibles



Cradle fixed height on castors with Trend and reverse-Trend

Swinging cradle with structure made of tubular steel painted with epoxy powders.

The basin is made of non-toxic material.

It is also transparent in order to monitor the baby.

Equipped with holes at the bottom for air circulation and label support.


The basement has twins wheels, two with brake and a basket for clothes and personal belongings.

It allows a movement of reverse-Trendelenburg 13° (by revolving the basin).

Accessory:



SZ0098-COVER DOME MADE OF PETG FOR SL2110/SL2100 CRIBS FOR INFANTS



SZ0090-LOWER BASKET FOR SL2100 CRIB FOR INFANT