

CARRELLI INOX

CARRELLI DI SERVIZIO

Carrelli di servizio

Service trolleys

Grazie alla nostra esperienza nel settore abbiamo realizzato una nuova serie di carrelli che, per la qualità del prodotto e le caratteristiche tecnico-funzionali, può essere finalizzata a più utilizzi. L'articolo, infatti, è stato dotato di una struttura resistente e funzionale che permette, sfruttando le diverse soluzioni possibili tra colore e modello, di incontrare le differenti esigenze.

Il telaio in acciaio inox lucidato e satinato, è stato realizzato con tubi a sezione tonda e rettangolare che nei punti di incontro sono uniti da giunti in alluminio pressofuso in modo da rendere la struttura robusta ed esteticamente snella.

I piani vasca, facilmente asportabili e molto resistenti, sono in acciaio inox AISI 304 o in ABS a grosso spessore; sono provvisti entrambi di spigoli arrotondati e bordo perimetrale di rinforzo. I cassetti in ABS con maniglia incorporata scorrono su guide per mezzo di cuscinetti a sfere. Le antine con maniglia incorporata si aprono e si chiudono grazie ad una cerniera a molla.

Tali modelli sono predisposti all'applicazione di una vasta gamma di accessori.

Thanks to our experience in this field we have realized a new serie of trolleys that, for the product's quality and technical-functional features, may be destined to different uses.

The product has been equipped with a resistant and functional frame that allows, thanks to the different possible combinations between colours and models, to meet the various needs.

The stainless steel frame glazed has been made of tube with round and rectangular section that are connected by aluminium joints in order to make the frame to become sturdy and aesthetically slender.

The trays, easily detachable and highly resistant, are made of stainless steel AISI 304 or in great thickness ABS, both are equipped with rounded corners and perimetrical reinforcing edges.

The ABS drawers with incorporated handle slide on guides by ball-bearings.

The doors with incorporated handle open and close by a spring hinge.

These models are all arranged to the application of a wide range of accessories.



Particolare vassoio asportabile.
Removable tray.



CZ9088
Vassoio girevole asportabile in acciaio inox.
Revolving and removable stainless steel tray.




CZ9086
Porta boccette asportabile in ABS.
Removable ABS bottles rack.



CZ9094

Coppia di cassetti in ABS TERMOFORMATO scorrevoli su guide con cuscinetti.
Couple of drawers made of thermoformed ABS sliding on guides by ball bearings.



CZ9082
Asta in acciaio porta-flebo con morsetto.
I.V. stand with clamp.



CZ9092

Contenitore per cassetto in ABS termoformato con divisori interni regolabili.
Container for drawer made of ABS with inner adjustable partition.



CZ9084

Porta rifiuti asportabile in acciaio inox.
Detachable stainless steel waste bin.



CZ9080

Set 4 paracolpi.
Set 4 bumpers.



CZ9090

Serratura singola per ante e cassetti.
Single lock for drawers and cabinets.

CZ9091

Serratura centralizzata per cassetti.
Centralized lock for drawers.



CA9070	L	P	H
	80-92	50	82

Carrello a 4 cassetti accessoriat

Struttura in acciaio inox. Cassetti in ABS scorrevoli su cuscinetti a sfere.
 Vasca superiore e inferiore in acciaio inox.
 Il carrello è completo di: portarifiuti in acciaio estraibile;
 vassoio girevole in acciaio; asta porta flebo con morsetto;
 porta bocchette in ABS; paracolpi; maniglione.
 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

4 Drawers Trolley with accessories

Stainless steel frame. ABS drawers sliding on ball-bearings.
 Upper and lower stainless steel tray.
 The trolley is equipped with: stainless steel removable waste bin, revolving
 steel tray, I.V. stand with clamp, ABS bottles rack, bumpers, push handle.
 4 castors Ø 125, 2 with brake.

Carrelli di servizio

Service trolleys



CA9068	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello a 8 cassetti

Struttura in acciaio inox. Piano superiore in ABS. Ogni cassetiera è completa di 4 cassetti in ABS scorrevoli su cuscinetti a sfere. Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

8 Drawers Trolley

Stainless steel frame. ABS top.
Each drawer set consist of 4 drawers sliding on ball bearings. Push handle.
4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9066	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello a 5 cassetti e 1 stipetto

Struttura in acciaio inox. Vasca superiore in ABS. La cassetiera è completa di 5 cassetti in ABS scorrevoli su cuscinetti a sfere. Lo stipetto, con antina più cassetto, è in ABS e prevede un piano all'interno. Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

Trolley with 5 drawers and a cabinet

Stainless steel frame. Upper ABS tray.
The drawer set consist of 5 ABS drawers sliding on ball-bearings.
The cabinet with door and the drawer are made of ABS and the cabinet is equipped with inner shelf. Push handle. 4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9064	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello a 2 stipetti e 2 cassetti

Struttura in acciaio inox. Piano superiore in ABS. Contenitori completi di cassetto scorrevole su cuscinetti a sfere e antina con ripiano interno, il tutto in ABS. Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

Trolley with 2 cabinets and 2 drawers

Stainless steel frame. ABS top.
Cabinets consist of drawers sliding on ball-bearings and door with inner shelf, all made of ABS. Push handle.
4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9062	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello a 4 cassetti

Struttura in acciaio inox. Ripiano superiore ed inferiore in acciaio inox. Cassetiera completa di 4 cassetti in ABS scorrevoli su cuscinetti a sfere. Maniglione per il trasporto. Alla base 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

4 Drawers Trolley

Stainless steel frame.
S.S. upper and lower shelves.
Drawer set consist of 4 ABS drawers sliding on ball-bearings.
Push handle. 4 castors Ø 125 at the base, 2 with brake.



REFILL



CA9060	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello ad 1 stipetto e 1 cassetto

Struttura in acciaio inox. Piani superiore ed inferiore in acciaio inox. Stipetto in ABS completo di cassetto scorrevole su cuscinetti a sfere e antina con ripiano interno.

Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

Trolley with 1 cabinet and 1 drawer

Stainless steel frame. Upper and lower shelves made of S.S.

ABS cabinet complete with drawer sliding on ball-bearings, door with inner shelf.

Push handle. 4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9058	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello a 2 cassetti orizzontali

Struttura in acciaio inox.

Due cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere in ABS. Piani superiore ed inferiore in ABS ad incastro ed asportabili. 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

Tray with 2 horizontal drawers

Stainless steel frame.

2 ABS drawers sliding on ball-bearings.

Upper and lower ABS shelves, removable.

4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9056	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello inox a 2 vasche inox

Struttura in acciaio inox. Completo di 2 ripiani a vasca asportabili.

Maniglione di spinta.

4 ruote Ø 125, di cui 2 con freno.

Stainless Steel Trolley with 2 S.S. trays

S.S. frame. Complete with 2 removable tray shelves. Push handle.

4 castors Ø 125, 2 with brake.

CA9054	L	P	H
	80-92	50	87

Carrello inox a 3 vasche inox

Struttura in acciaio inox. Completo di 3 ripiani a vasca asportabili. Maniglione di spinta.

4 ruote Ø 125, di cui 2 con freno.

Stainless Steel Trolley with 3 S.S. trays

S.S. frame. Complete with 3 removable tray shelves. Push handle.

4 castors Ø 125, 2 with brake.



CA9044	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello inox a 2 vasche inox

Struttura in acciaio inox lucidato. Completo di 2 ripiani a vasca in acciaio inox asportabili. Maniglione per il

trasporto. 4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.

Stainless Steel Trolley with 2 S.S. trays

Frame made of stainless steel. Complete with two removable steel tray-shelves.

Push handle. 4 castors Ø 80, 2 with brake.

CA9042	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello inox a 3 vasche inox

Struttura in acciaio inox lucidato. Completo di 3 ripiani a vasca in acciaio

asportabili. Maniglione di spinta. 4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.

Stainless Steel Trolley with 3 S.S. trays

Frame made of stainless steel. Complete with 3 removable steel tray-shelves. Push handle.

4 castors Ø 80, 2 with brake.

Carrelli di servizio

Service trolleys



CA9052	L	P	H
	80-92	50	82

Carrello cromato a 2 vasche in ABS
Struttura in acciaio cromato. Completo di 2 ripiani a vasca in ABS ad incastro ed asportabili. Maniglione di spinta.
4 ruote Ø 80 alla base di cui 2 con freno.
Chromed Trolley with 2 ABS trays
Chromed steel frame. Complete with 2 ABS tray-shelves, removable. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.

CA9050	L	P	H
	80-92	50	82

Carrello cromato a 3 vasche in ABS
Struttura in acciaio cromato. Completo di 3 ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili. Maniglione di spinta.
4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.
Chromed Trolley with 3 ABS trays
Chromed steel frame complete with 3 ABS tray-shelves, removable. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.



CA9036	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello cromato a 3 vasche in ABS
Struttura in acciaio cromato. 3 ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili. Maniglione per il trasporto.
4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.
Chromed Trolley with 3 ABS trays
Chromed steel frame. 3 ABS tray-shelves, removable. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.

CA9040	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello cromato a 2 vasche in ABS
Struttura in acciaio cromato. Completo di 2 ripiani a vasca in ABS ad incastro asportabili. Maniglione di trasporto.
4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.
Chromed Trolley with 2 ABS trays
Chromed steel frame. Complete with 2 removable steel trays-shelves. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.



CA9048	L	P	H
	80-92	50	82

Carrello plastificato a 3 vasche in ABS
Struttura in acciaio plastificato. I tre ripiani in ABS sono ad incastro ed asportabili. Completo di maniglione di spinta.
4 ruote Ø 80 di cui 2 con freno.
Plastified Steel Trolley with 3 ABS trays
Plastified steel frame. The 3 ABS shelves are removable. Complete with push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.

CA9046	L	P	H
	80-92	50	82

Carrello plastificato a 2 vasche in ABS
Struttura in acciaio plastificato. I due ripiani in ABS sono ad incastro ed asportabili.
Maniglione per il trasporto.
4 ruote Ø 80 di cui 2 con freno.
Plastified Steel Trolley with 2 ABS trays
Plastified steel frame. The two ABS shelves are removable. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.



CA9038	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello plastificato a 2 vasche in ABS
Struttura in acciaio plastificato. Due ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili.
Maniglione per il trasporto.
4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.
Plastified Steel Trolley with 2 ABS trays
Plastified steel frame. 2 ABS tray-shelves, removable. Push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.

CA9034	L	P	H
	60-71	40	82

Carrello plastificato a 3 vasche in ABS
Struttura in acciaio plastificato. 3 ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili.
Maniglione per il trasporto.
4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.
Plastified Steel Trolley with 3 ABS trays
Plastified steel frame. 3 ABS tray-shelves, removable push handle.
4 castors Ø 80, 2 with brake.





CA9028	L	P	H
	110	60	110

Carrello portabiancheria pulita a 3 ripiani

Struttura in acciaio cromato 3 ripiani in bilaminato plastico. Maniglione per il trasporto 4 ruote Ø 125 di cui 2 con freno.

Portata max per ripiano 40kg e portata complessiva 80 kg.

Trolley with 3 shelves

Structure made of chromed steel; 3shelves made of plastic bilaminated; push handle. 4 castors Ø 125 two of them with brake.

Shelf weight capacity: 40 kg; totalweight capacity: 80 kg.



CA9010	L	P	H
	110	52	110

Carrello biancheria sporca-pulita.

Realizzato in acciaio cromato. Coperchio stampato in ABS sollevabile con pedale.

Piani asportabili in laminato plastico 10 mm. Maniglione di spinta.

Base con ruote Ø 80 mm. di cui 2 con bloccaggio indipendente.

Clean-soiled linen trolley

Chromed steel made. ABS lid opening by pedal. Plastic laminated detachable shelves 10 mm. Pushing handle. Base with castors Ø 80, 2 of them with freestanding locking.



CA9026	L	P	H
	110	52	110

Carrello porta biancheria sporca a 2 sacchi

Struttura in acciaio cromato. Tela con due coperchi sagomati in ABS con cerniere e ganci reggisacco.

Parte inferiore con 2 pedali per alzata coperchi. Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 80 alla base.

Soiled linen Trolley with 2 bags

Chromed steel frame. Upper part with 2 shaped lids made of ABS with hinges and hooks to support the bags. Lower part with 2 pedals to raise the lids. Push handle. 4 castors Ø 80.



CA9024	L	P	H
	52	52	110

Carrello porta biancheria sporca ad 1 sacco

Struttura in acciaio cromato. Parte superiore con coperchio sagomato in ABS con cerniere e ganci reggisacco.

Parte inferiore con pedale per alzata coperchio. Maniglione per il trasporto. 4 ruote Ø 80 alla base.

Soiled linen Trolley with 1 bag

Chromed steel frame. upper part with shaped lid made of ABS with hinges and hooks to support the bag. Lower part with pedal to rise the lid. Push handle. 4 castors Ø 80.



CA9014	L	P	H
	35	35	102

Carrello portabiancheria sporca a un sacco

Struttura in acciaio cromato. Parte superiore con coperchio sagomato in ABS con cerniere. N° 4 ganci completi di elastico per reggisacco. Parte inferiore con pedale per alzata coperchio.

Alla base n° 4 ruote Ø 80.

Soiled linen trolley one bag

Structure made of chromed steel; upper part with shaped lids made of ABS equipped with hinges. Complete with 4 hooks with elastic. Lower part with foot pedal to rise the lid. At the base 4 wheels Ø 80.



CA9016	L	P	H
	70	35	102

Carrello portabiancheria sporca a due sacchi

Struttura in acciaio cromato. Parte superiore con coperchi sagomati in ABS con cerniere. N° 4+4 ganci completi di elastico per reggisacco. Parte inferiore con pedale per alzata coperchio.

Alla base n° 4 ruote Ø 80.

Soiled linen trolley two bags

Structure made of chromed steel; upper part with shaped lids made of ABS equipped with hinges. Complete with 4+4 hooks with elastic. Lower part with foot pedal to rise the lid. At the base 4 wheels Ø 80.



CA9032	L	P	H
	65	40	118

Carrello a 3 ripiani per elettromedicali

Struttura in lega anticorrosione e acciaio cromato con basamento plastificato. Portavasche regolabili in altezza.

3 ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili.

4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno.

Dimensioni mm. 650×400×1180 h.

Trolley with 3 shelves for medical devices

Frame made of aluminium alloy and chromed steel with plastified base.

Tray support adjustable in height.

3 ABS tray-shelves, removable, 4 castors Ø 80, 2 with brake.



CA9030	L	P	H
	65	40	118

Carrello a 2 ripiani per elettromedicali

Struttura in lega anticorrosione e acciaio cromato con basamento plastificato.

Portavasche regolabili in altezza. 2 ripiani a vasca in ABS, ad incastro ed asportabili.


4 ruote Ø 80, di cui 2 con freno. Dim. mm. 650×400×1180 h.

Trolley with 2 shelves for medical devices

Frame made of aluminium alloy and chromed steel with plastified base. Tray support adjustable in height.

2 ABS tray-shelves, removable.

4 castors Ø 80, 2 with brake.



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals
and Communities

